

Anti-Rab31 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Artikelnummer: CM0026549



Einführung

RAB31 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erforschen Sie die Rolle der RAB31 GTPase in der Golgi-Funktion, Endozytose und Phagosomenreifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Rab22B; RAB31
Spezies	Human
GeneID (Human)	11031
GeneID	11031
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-195 von humanem RAB31 (NP_006859.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13636
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel