

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Rab33A (Rabs10)-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14088

Artikelnummer: CM0020771

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches RAB33A, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Autophagosomenbildung und Membrantransports in lymphoiden Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB33A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RabS10; RAB33A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9363
GeneID	9363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 118-237 von menschlichem RAB33A (NP_004785.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14088
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel