


Anti-Rab38 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P57729

Artikelnummer: CM0022288



Einführung

Polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen humanes RAB38 (NY-MEL-1) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte; detektiert ein 24 kDa Band. Nützlich für Studien zur Melanosomen-Biogenese und intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
Spezies	Human
GeneID (Human)	23682
GeneID	23682
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P57729
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche