

Polyklonaler Anti-Rab3Gap1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15042

Artikelnummer: CM0018854



Einführung

Polyklonaler RAB3GAP1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Die katalytische Untereinheit des Rab3GAP-Komplexes mit Funktionen in der Neuroentwicklung und dem intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB3GAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	22930
GeneID	22930
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 500-780 des humanen RAB3GAP1 (NP_001165906.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15042
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Kühlakku