


Anti-Rab45-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iz41

Artikelnummer: CM0006777



Einführung

Der monoklonale RAB45-Kaninchenantikörper von CamelBio (Klon RAB45, Immunogen: N-terminal 1-120 Aminosäuren) ist für WB und ELISA validiert und zeigt Kreuzreaktivität mit humanen und murinen Proben. Ideal zur Untersuchung des Dynein-vermittelten Transports, des endosomalen Transports und der Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB45-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TSG; RAB45
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	158158
Gen-ID	158158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des humanen RAB45 (NP_689786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IZ41
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel