


Anti-Rab4A Monoklonaler Antikörper Für Wb - P20338

Artikelnummer: CM0010825



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RAB4A (P20338) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung des intrazellulären Transports, der VEGFR2-Signalgebung und endosomaler Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	RAB4A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5867
GenID	5867
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20338
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel