

Anti-Rab5A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20339

Artikelnummer: CM0007442



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RAB5A, einen Schlüsselregulator des endosomalen Transports. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum endozytischen Transport und zur Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB5A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	RAB5A; RAB5; ras-related protein Rab-5A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5868
Gen-ID	5868
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 115-215 von humanem RAB5A entspricht (NP_004153.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20339
Proteingewicht	22 kDa/23 kDa
Versand	Eisbeutel