

Anti-Rab5A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Artikelnummer: CM0013349



Einführung

RAB5A-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P20339), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der Regulator des frühen endosomalen Transports RAB5A; ideal für Studien zum Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB5A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RAB5; RAB5A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5868
GeneID	5868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-215 des humanen RAB5A (NP_004153.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20339
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Kühlakku