

Anti-Rab5B Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

Artikelnummer: CM0026021



Einführung

RAB5B polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC, IF-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekül ist das Ras-verwandte Protein Rab-5B, ein Schlüsselregulator des frühen endozytischen Transports für die Erforschung der Membrandynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB5B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RAB5B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5869
GeneID	5869
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen RAB5B (NP_002859.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61020
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku