

Anti-Rab5C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51148

Artikelnummer: CM0022904



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB5C (SWISS P51148) für Anwendungen in WB und ELISA. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 1-216. Kreuzreagiert mit Menschen; Proteinmasse 23 kDa. Ideal für die Erforschung des endozytischen Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB5C Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5878
Gen-ID	5878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-216 des humanen RAB5C (NP_958842.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51148
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel