

Anti-Rab5C / Rabl Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Artikelnummer: CM0003225



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches RAB5C/RABL, geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Molekulargewicht: 23 kDa. Ideal für die Erforschung des frühen endozytischen Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB5C / RABL Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5878
GenID	5878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-216 von menschlichem RAB5C / RABL (P51148) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51148
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel