

Anti-Rab7 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Artikelnummer: CM0005828



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes RAB7, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Essentiell für die Erforschung des endo-lysosomalen Transports und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB7 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7879
Gen-ID	7879
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 108-207 von humanem RAB7 entspricht (NP_004628.4).
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51149
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eistasche