

Anti-Rab7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P51149

Artikelnummer: CM0013815



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen RAB7 (Ras-verwandtes Protein Rab-7a), validiert für WB, IP, ELISA an Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu endosomalem Transport, Autophagie und vesikulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7879
GenID	7879
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-207 von menschlichem RAB7 (NP_004628.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51149
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel