

Anti-Rab7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Artikelnummer: CM0003289



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RAB7. Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Unverzichtbar für Studien zum endosomalen Transport; geeignet für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7879
GenID	7879
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 108-207 von humanem RAB7 entspricht (NP_004628.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51149
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel