

Anti-Rab7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51149

Artikelnummer: CM0017673



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RAB7 (Ras-related protein Rab-7a) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des endo-lysosomalen Transports, der Autophagie und der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7879
GenID	7879
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-207 von menschlichem RAB7 (NP_004628.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51149
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel