


Anti-Rab8A Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Artikelnummer: CM0002670



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAB8A (MEL, RAB8). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu intrazellulärem Transport, Ciliogenese und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB8A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4218
GenID	4218
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-207 von humanem RAB8A (P61006) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61006
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel