


Anti-Rab8A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61006

Artikelnummer: CM0019214



Einführung

RAB8A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-RAB8A (24 kDa). Ideal für die Erforschung von intrazellulärem Transport, Ciliogenese, Autophagie und epithelialer Polarisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB8A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4218
GeneID	4218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-207 von humanem RAB8A (NP_005361.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61006
Proteinmasse	24kDa
Versand	Eisbeutel