

Anti-Rab9P40 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z6M1

Artikelnummer: CM0003464

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für menschliches RAB9P40 (Rab9 Effektor p40), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Endosom-TGN-Transports bei der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB9P40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10244
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 273-372 des menschlichen RAB9P40 (Q7Z6M1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z6M1
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel