

Anti-Rabac1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui14

Artikelnummer: CM0019494

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RABAC1 (PRA1), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zum Golgi-Vesikeltransport und zur Regulation von Rab-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RABAC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10567
Gen-ID	10567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-185 von menschlichem RABAC1 (NP_006414.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UI14
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel