


Anti-Rabgap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3P9

Artikelnummer: CM0017989



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RABGAP1, ein Rab-GTPase-aktivierendes Protein, das an der Zentrosomfunktion und dem Fortschreiten des Zellzyklus beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; reagiert mit Proben von Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RABGAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23637
GeneID	23637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 830-1069 des humanen RABGAP1 (NP_036329.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3P9
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Kühlakku