

Anti-Rabggtb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53611

Artikelnummer: CM0019057



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RABGGTB (Geranylgeranyltransferase Typ-2 Untereinheit Beta). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Prenylierung und intrazellulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RABGGTB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GGTB; RABGGTB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5876
GenID	5876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-331 des menschlichen RABGGTB (NP_004573.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53611
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel