

## Anti-Rabl3 Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

Artikelnummer: CM0018719

### Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen humanes RABL3 (PNCA5), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Zielt auf eine kleine GTPase ab, die an der KRAS-Signalgebung und der Ziliogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RABL3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | PNCA5; RABL3                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 285282                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-236 von humanem RABL3 (NP_776186.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                     |
| SWISS             | Q5HYI8                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 26kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |