


Anti-Rac Gtpase-Aktivierendes Protein 1 (Rgap1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0H5

Artikelnummer: CM0027125



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RGAP1 (Rac GTPase-aktivierendes Protein 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RGAP1; vorhergesagtes Molekulargewicht 71 kDa. Geeignet für Zellzyklus- und Zytokinese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RGAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29127
Gen-ID	29127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 353-632 von humanem RGAP1 (NP_001119576.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0H5
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche