


Anti-Rac1/2/3 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Artikelnummer: CM0010315



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-Monoklonal-Antikörper gegen Rac1/2/3, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen Rac-Proteinen. Rekombinantes Immunogen basierend auf der N-terminalen Region von humanem RAC1 (P63000). Ideal für Studien zur GTPase-Signalübertragung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rac1/2/3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5879
GenID	5879/5880/5881
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-189 von humanem RAC1 (P63000) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63000/P15153/P60763
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel