


## Anti-Rac1/2/3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Artikelnummer: CM0028674



### Einführung

Anti-Rac1/2/3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielrichtungen Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Ideal für Zellmigration und Zytoskelett-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rac1/2/3 Kaninchen-pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 5879/ 5880/ 5881                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-192 von humanem Rac1/2/3 (NP_008839.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P63000/P15153/P60763                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 21kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |