

Anti-Rac2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15153

Artikelnummer: CM0015565



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RAC2 (p21-Rac2), für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert endogenes RAC2 in hämatopoetischen Zellen; ideal für Forschung zu NADPH-Oxidase, Phagozytose und GTPase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5880
GenID	5880
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-192 von humanem RAC2 (NP_002863.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15153
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel