


Anti-Rac3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60763

Artikelnummer: CM0026539



Einführung

RAC3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (PAb) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für humane und Maus-Proben. Gegen das kleine GTPase RAC3 gerichtet, das an Zellausbreitung und Aktin-Dynamik beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5881
Gen-ID	5881
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-192 des menschlichen RAC3 (NP_005043.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P60763
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel