

Anti-Rack1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P63244

Artikelnummer: CM0010972



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RACK1 (P63244), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Forschung zu Translation, Signalübertragung und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RACK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10399
Gen-ID	10399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 220-310 des humanen RACK1 (P63244) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63244
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel