


Anti-Rad17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O75943

Artikelnummer: CM0027752



Einführung

Anti-RAD17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt humanes RAD17, ein Zellzyklus-Kontrollprotein, das an der Reaktion auf DNA-Schäden beteiligt ist. Ideal für die Krebsforschung und DNA-Reparaturstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5884
GenID	5884
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 391-670 von humanem RAD17 (NP_002864.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75943
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel