


Anti-Rad18 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns91

Artikelnummer: CM0004112



Einführung

Hochwertiger kaninischer monoklonaler Antikörper gegen Rad18 für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Postreplikationsreparatur und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad18 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RNF73; Rad18
Spezies	Human
GeneID (Human)	56852
GeneID	56852
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Rad18 (Q9NS91) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NS91
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel