


Anti-Rad18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ns91

Artikelnummer: CM0027121



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-RAD18 Kaninchen-Polyklonalantikörper an, der für Western Blot und ELISA validiert ist und auf die humane RAD18 (RNF73) E3-Ubiquitin-Protein-Ligase abzielt. Essentiell für Postreplikationsreparatur- und DNA-Schadensforschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Rad18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF73; Rad18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	56852
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 216-495 von humanem Rad18 entspricht (NP_064550.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NS91
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eistasche