

Anti-Rad21 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq - O60216

Artikelnummer: CM0002297



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Rad21, validiert für WB, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Kohäsin, Zellzyklus und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Spezies	Mensch
GenID	5885
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 532-631 von humanem Rad21 (O60216) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60216
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eisbeutel