

Anti-Rad21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Artikelnummer: CM0022492



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Rad21 (SCC1-Koesin-Untereinheit). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Chromatinbiologie, Zellzyklus und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad21 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5885
GenID	5885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 281-420 des menschlichen Rad21 (NP_006256.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60216
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eisbeutel