

Monoklonaler Anti-Rad23A-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54725

Artikelnummer: CM0008889



Einführung

Rad23A Kaninchen mAb validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines Rad23A (HR23A). Forschungsgradiges IVD-Rohmaterial für Studien zu DNA-Reparatur, Histon-Demethylierung und proteasomaler Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad23A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HR23A; HHR23A; Rad23A
Spezies	Mensch
Gen-ID	5886
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Rad23A (P54725) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54725
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel