

Anti-Rad23A Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54725

Artikelnummer: CM0019618



Einführung

Anti-Rad23A kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Anwendungen Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus; das Immunogen entspricht volllängenmenschlichem Rad23A. Geeignet für Studien zu DNA-Reparatur und Demethylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad23A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HR23A; HHR23A; Rad23A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5886
GenID	5886
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-363 des menschlichen Rad23A (NP_005044.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54725
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel