


Anti-Rad23B Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Artikelnummer: CM0016451



Einführung

Rad23B Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Erkennt das 43 kDa große Rad23B-Protein, ein Schlüsselfaktor für DNA-Reparatur und Histon-Demethylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad23B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
Art	Mensch
Gen-ID	5887
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54727
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel