


Anti-Rad50-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Artikelnummer: CM0015985



Einführung

Anti-Rad50-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA; erkennt menschliches und murines RAD50, ein Schlüsselprotein der DNA-Reparatur. Geeignet für Krebsforschung und Studien zur genomischen Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10111
GenID	10111
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-270 von menschlichem Rad50 (NP_005723.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92878
Proteingewicht	154kDa
Versand	Eisbeutel