


Anti-Rad50 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92878

Artikelnummer: CM0008155



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RAD50 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-RAD50. Ideal für die DNA-Reparatur- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad50 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Spezies	Mensch
Gen-ID	10111
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 1200-1300 von humanem Rad50, Q92878)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92878
Proteingewicht	154kDa
Versand	Eisbeutel