

Anti-Rad51 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - Q:06609

Artikelnummer: CM0009998



Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper richtet sich gegen DNA-Reparaturprotein RAD51-Homolog 1. Validiert für WB-, ELISA- und ChIP-Anwendungen reagiert er mit menschlichen, Maus- und Rattenproben, was ihn für die Onkologie- und DNA-Reparaturforschung geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad51 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5888
GenID	5888
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Rad51 (Q06609) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06609
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel