

Anti-Rad51-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

Artikelnummer: CM0008452



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAD51, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der DNA-Reparatur, der homologen Rekombination und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD51-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Spezies	Mensch
Gen-ID	5888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-339 des humanen Rad51 entspricht (NP_002866.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06609
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku