

Anti-Rad51 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06609

Artikelnummer: CM0028453



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane DNA-Reparaturprotein RAD51 (UniProt Q06609). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von homologer Rekombination und DNA-Reparaturmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rad51 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5888
Gen-ID	5888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-339 von humanem Rad51 (NP_002866.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06609
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel