

Anti-Rad51B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15315

Artikelnummer: CM0025556



Einführung

RAD51B Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. RAD51B ist ein DNA-Reparaturprotein, das an der homologen Rekombination beteiligt ist – dieser Antikörper ist daher ideal für Forschung zu DNA-Schäden und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD51B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5890
GenID	5890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-384 von humanem RAD51B (NP_598193.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15315
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel