

Anti-Rad51C Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - O43502

Artikelnummer: CM0016317



Einführung

RAD51C Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper für IF/ICC und ELISA, der gegen humanes RAD51C gerichtet ist. Er wird aus Kaninchen gewonnen und eignet sich ideal zur Untersuchung der DNA-Reparatur, der homologen Rekombination und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD51C Rabbit pAb
Bezeichnungen/Alias	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Art	Mensch
Gen-ID	5889
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-135 des humanen RAD51C (NP_002867.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43502
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku