

Anti-Rad51C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43502

Artikelnummer: CM0029197



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAD51C, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ~42 kDa Protein, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die DNA-Reparatur- und Rekombinationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD51C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5889
Gen-ID	5889
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 von humanem RAD51C (NP_002867.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43502
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel