

## Anti-Rad51D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075771

Artikelnummer: CM0030176



### Einführung

Anti-Rad51D Kaninchen-polyclonaler Antikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Validiert in menschlichen Proben, gerichtet gegen das DNA-Reparaturprotein RAD51 Homolog 4, das an der homologe Rekombinationsreparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rad51D Kaninchen pAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 5892                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-328 von menschlichem Rad51D (NP_002869.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                             |
| SWISS             | 075771                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 35 kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                          |