


Anti-Rad52 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43351

Artikelnummer: CM0027761



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RAD52, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt RAD52 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu DNA-Reparatur und Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rad52 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAD52; Rad52
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 125-418 von menschlichem Rad52 (NP_602296.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43351
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel