

Anti-Rad54B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y620

Artikelnummer: CM0022852

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAD54B (103 kDa, SWISS: Q9Y620) für Anwendungen in Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur und homologer Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD54B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDH54; RAD54B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 781-910 des humanen RAD54B (NP_036547.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y620
Proteinmasse	103kDa
Versand	Eisbeutel