

Anti-Rad54L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

Artikelnummer: CM0017143

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RAD54L2 (ARIP4), validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem und Ratten-RAD54L2, einer Helikase, die an der Transkription des Androgenrezeptors beteiligt ist. Geeignet für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD54L2 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23132
Gen-ID	23132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1178-1467 von humanem RAD54L2 (NP_055921.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y4B4
Proteingewicht	163kDa
Versand	Eisbeutel