


Anti-Rad9A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99638

Artikelnummer: CM0021218



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAD9A, validiert in WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Geeignet für die Erforschung von DNA-Reparatur und Zellzyklus-Checkpoints. SWISS: Q99638.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAD9A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAD9; RAD9A
Spezies	Human
GeneID (human)	5883
GeneID	5883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 162-391 von humanem RAD9A (NP_004575.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q99638
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel