

Anti-Radixin-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35241

Artikelnummer: CM0018173



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-Radixin-Kaninchenantikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Radixin aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Dynamik des Aktin-Zytoskeletts und der Verbindung zwischen Membran und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Radixin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB24; Radixin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5962
GeneID	5962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen Radixins entspricht (NP_002897.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35241
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku